

ورقة البيانات التقنية

ECO و EC مدمج جاف

الإشريكية القولونية والقولونيات الأخرى

طريقة بسيطة وآمنة لقياس كمية البكتيريا القولونية وغيرها من البكتيريا القولونية في عينات المياه



الوصف:

وقت آمن وضمان النتائج الصحيحة وبسعر معقول. اللوحات الجافة المدمجة عبارة عن ألواح وسائط مولدة للكروم مجففة توفر طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لقياس كمية البكتيريا القولونية والبكتيريا القولونية الأخرى بدقة في عينات المياه. يوصى باستخدامها مع من ليزتتست، هذه اللوحات مثالية لمختبرات المياه البعيدة أو المشروعات حيث قد تكون البنية مجموعة الترشيح الغشائية المحمولة التحتية وأنظمة إدارة الجودة غير موجودة، ومع ذلك فإن النتائج السريعة والموثوقة أمر بالغ الأهمية.



الشكل 1 - بعد تحليل المياه الميكروبيولوجية في الأماكن النائية سهلاً وسريعاً وموثوقاً باستخدام الألواح الجافة المدمجة

مزايا

- جاهزة للاستخدام (معممة مسبقاً)
- "الحد الأقصى. 70 ثانية" وقت التدريب العملي
- سهولة تخزينه في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى عامين
- سهل النقل (غير قابل للكسر على الطرق غير المستوية، موفر للمساحة، غير مفتوح)
- غير معرضة للأخطاء

المواصفات

- المادة: 115177
- التعبئة والتغليف: 4 أطباق في كل عبوة (معممة)
- وزن العبوة: 0,035 كجم
- أبعاد العبوة: 10*80*260 ملم
- يكتشف: الإشريكية القولونية والقولونيات الأخرى
- إمدة الصلاحية: سنتان، 1 – 30 درجة مئوية لا حاجة للتبريد
- الحضانة: 24 ساعة عند 35-38 درجة مئوية

- Certificates: AOAC, MicroVal and NordVal approved, ISO16140

دعم إضافي

إيبيج لك تطبيق باكتلاب قراءة نتائج اختباراتك في ثانية واحدة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي مجاناً

High-Speed
@BactLAB™
Colony Counter Global Service



الشكل 2 - إيبيج لك التطبيق قراءة نتيجتك في ثانية واحدة