



LETZTEST

water testing for remote locations.

www.letztest.com

جعل اختبار جودة المياه تجربة سهلة

ورقة البيانات التقنية

أغشية الترشيح

أغشية استر السليلوز المختلطة لتحليل المياه الميكروبيولوجية عن طريق الترشيح
الغشائي طبقاً للمواصفة اي اس او 1-9308-2014 :



- 1 -

LETZTEST
Gottfried-Hagen-Str. 60-62
51105 Cologne
Germany

Tel.: +49 221 56 09 09 04
Mobile/WhatsApp: +49 157 896 27536
E-Mail: info@letz-test.com
Web: www.letztest.com

Owner: Adrian Letzner
VAT-ID: DE328745680
EORI: DE357063060317917

الوصف:

لتحليل المياه الميكروبيولوجية عن طريق الترشيح الغشائي وفقا للمعيار اي اس او 1-9308 2014 . يقترح استخدامه مع مجموعة الترشيح الغشائية المحمولة من ليتز تيسست.



الشكل 1 - أغشية استر السليلوز المختلطة لتحليل المياه الميكروبيولوجية. سهل وسريع وموثوق للاستخدام أيضًا في المواقع النائية

مزايا:

- جاهزة للاستخدام
- طباعة شبكية لسهولة العد

المواصفات:

- المادة: 114930
- التعبئة والتغليف: 100 قطعة لكل صندوق، معبأة بشكل فردي ومعقم
 - معقمة: نعم
- المادة: استرات السليلوز المختلطة
 - القطر: 47 ملم
 - عرض المسام: 0,45 ميكرومتر
 - طباعة الشبكة
- مدة الصلاحية: 4 سنوات، لا حاجة للتبريد

- وزن العبوة: 0,1 كجم
- أبعاد العبوة: 90 × 45 × 80 ملم